

Digitex

Suture Delivery System

Système de suture

CA Coloplast Canada Corporation
3300 Ridgeway Drive, Unit 12
Mississauga, Ontario L5L 5Z9
Canada
Tel: 1-905-820-7588
Fax: 1-905-820-8218

US Coloplast Corp.
1601 West River Road North
Minneapolis, MN 55411 USA
Toll Free: 800-328-3863
866-216-4161 fax
Direct: +1 612-337-7800
+1 612-337-7803 fax



70002133 Rev. C  **Coloplast** and **Digitex** are registered trademarks of Coloplast A/S. **Flexishaft** and **SutureSmart** are trademarks of Coloplast A/S. © 2012-03. All rights reserved Coloplast A/S, Humlebæk, Denmark.

Digitex® Suture Delivery System

SINGLE USE ONLY

Contents supplied sterile using Ethylene Oxide (EtO). Do not use if sterile barrier is damaged or appears damaged. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the integrity of the device and/or lead to device failure, which in turn, may result in patient injury, illness or death. If damaged, please contact your Coloplast representative.

After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative and/or local government policy.

Device Description

The **Digitex** Suture Delivery System (SDS) is composed of a delivery device and a suture cartridge and is designed for use by the physician to facilitate the placement of suture.

As demonstrated through data collected from a cadaveric study, the **Digitex** SDS can be used when direct visualization is not possible (i.e., placement is determined by palpation only), and/or when the anatomical location is difficult to reach. In addition, the device shaft incorporates a malleable portion, called **Flexishaft**, that has sufficient rigidity for functionality, but allows the device head to be repositioned 15 degrees in any direction. If desired, the user may adjust the device head position to more accurately target the desired anatomical landmark.

The **Digitex** Suture Cartridge is designed for use with the **Digitex** Delivery Device. **Digitex** Suture Cartridges are available in a variety of suture types and sizes. Detailed information regarding individual suture cartridge configurations can be found in the **Digitex** Suture Cartridge packaging. Each cartridge is preloaded with precut lengths of suture and are provided with either 0-0 or 2-0 suture. The suture has a specially designed cap at one end and is supplied with or without a crescent needle at the other end.

Indications

The **Digitex** Delivery Device is a sterile, disposable device intended to deliver a suture to the operative site. The device assists in suturing by passing a needle through the tissue to capture the suture, and suture ligation and knot-tying by holding the suture.

Contraindications

The use of The **Digitex** System is contraindicated in patients who are not candidates for surgical procedures and in applications requiring placement of suture into bone.

The **Digitex** Suture Cartridge is contraindicated in patients with known sensitivities or allergies to its components.

Warnings: Digitex Suture Delivery System

- The **Digitex** Suture Delivery System is intended for use only by physicians with adequate training and experience.
- The physician is advised to consult the medical literature regarding techniques, complications and hazards associated with the intended procedures.

Warnings: Digitex Suture Cartridge

- Do not resterilize. Discard open, unused sutures.
- As with any foreign body, prolonged contact of this or any other suture with salt solutions, such as those found in the urinary or biliary tracts, may result in calculus formation.
- Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving suture before employing for wound closure, as the risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used.
- Acceptable surgical practice must be followed with respect to drainage and closure of infected or contaminated wounds.

Precautions: Digitex Suture Delivery System

- As anatomy of individual patients may vary greatly, it is important that the intended locations for suture placement are planned for each procedure and each individual patient. Use of imaging methods may aid in confirming that non-targeted anatomical structures are not inadvertently injured.
- Use only the **Digitex** Suture Cartridge with the **Digitex** Delivery Device; the Delivery Device is designed to be used only with the **Digitex** Suture Cartridge which incorporates a specially designed suture cap.
- Do not activate the device without the cartridge and suture cap securely loaded. This may damage the operating mechanism for grasping the suture.
- After loading the cartridge onto the device, ensure that the cartridge is securely placed on its post and that the suture cap is contained within its receptacle.
- The **Digitex** SDS is not designed for placing suture into or through bone.

- The malleable shaft, **Flexishaft**, of the **Digitex** Delivery Device has been designed to function at various angles(+/- 15°), and the user should be aware of the resulting changes in needle delivery angle. Note: Subtle angular changes to the malleable **Flexishaft** are intended; changes greater than 15° may result in premature shaft fatigue.
- After confirming correct positioning, rock the Delivery Device head downward onto the tissue, applying light finger pressure to the base of device head. The device must be held firmly in position to drive the needle through the tissue and into the suture cap.
- The lever of the **Digitex** Delivery Device must be squeezed and completely actuated to properly seat the needle into the suture cap. Inadequate force at any of the fixation points could result in a failure to engage the needle into the cap.
- The **Digitex** SDS is not intended for use as a retractor, dissector, probe or purpose other than delivering a suture.
- Once the needle has been actuated, the **Digitex** Delivery Device should not be rotated, angled or otherwise moved to disrupt engagement of the needle and suture cap.
- If reposition of a suture is desired, clip off suture cap and needle, if applicable, and gently remove suture. Discard used needles appropriately in “Sharps” containers

Precautions: Digitex Suture Cartridge

In handling this or any other surgical suture material, care should be taken to avoid damage from handling. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders.

Adequate knot security requires the accepted surgical technique of flat, squared ties as warranted by surgical circumstance and experience of the surgeon.

Adverse Events: Digitex Suture Delivery System

As with any instrument used for surgery, the potential complications associated with the use of the **Digitex** SDS to place sutures include:

- Bleeding
- Hematoma
- Infection
- Injury to vessels, nerves, internal organs and / or tissue including perforation and occlusion
- Inflammatory reaction to suture material or trauma of being sutured
- Inflammatory reaction to surgical procedure
- Dehiscence
- Erosion
- Extrusion
- Injury to the abdominal wall
- Peritonitis

Adverse Events: Digitex Suture Cartridge

Adverse effects associated with the use of the suture could include: wound dehiscence, calculous formation in the urinary and biliary tracts when prolonged contact with salt solutions such as urine and bile occurs, infected wounds, minimal acute inflammatory tissue reaction, and transitory local irritation.

How Supplied: Digitex Delivery Device


The **Digitex** Delivery Device is packaged on a polypropylene support card in a double-barrier Tyvek/PET pouch. Four (4) packaged **Digitex** Delivery Devices are packaged in a shelf box. The devices will be shipped sterile (EtO sterilization).

How Supplied: Digitex Suture Cartridge

The **SutureSmart** cartridges are supplied sterile in precut lengths and prewound on a cartridge with and without an attached crescent needle. The suture is provided in either sizes 0-0 and 2-0 (USP). The suture cartridge is packaged individually in a single barrier Tyvek/PET pouch. Twelve pouches are packaged in a shelf box.

Instructions


1. Select desired suture size; cartridges are provided with either 0-0 or 2-0 suture.
2. Inspect **Digitex** Suture Delivery Device and **Digitex** Suture Cartridge to ensure components are not damaged. If any damage is noted, do not use the device and inform your Coloplast representative.
3. Delivery Device knob should be in “neutral position”; arrows should line up with wings in the horizontal position.
4. Suture Cartridge preparation: Grasp the suture cartridge. The clear side is the top (i.e., “up” side); grey is the bottom. Firmly seat cartridge on post. Unwind enough suture length to thread suture cap in device head. Insert suture cap into the device head, ensuring that the cap is fully seated. Wind any excess suture back onto cartridge by rotating the seated cartridge.



5. The Delivery Device shaft has a malleable portion that allows the device head to be repositioned 15° in any direction (approximately 5/8”). If repositioning of the head is desired to target the landmark, grasp the Delivery Device on each end of the malleable section and gently bend until the desired angle is achieved. The head of the device may then be positioned at the anatomical landmark to be sutured.




6. After confirming correct positioning, rock the head downward onto the tissue, applying light pressure to the base of the device head. Gently squeeze the lever, holding the Delivery Device firmly in position to drive the needle through the tissue and into the suture cap. Do not turn or twist the Delivery Device while activating. Care should be taken to apply little or no direct pressure on the distal curvature of the head during actuation.



7. A soft, tactile “click” will be felt when the needle is fully engaged with the suture cap. If a click is not felt, ensure that the lever has reached the full extent of its travel. Secure engagement may be possible even without the “click,” and this can be confirmed upon withdrawal of the Delivery Device.

8. Once engaged, ensure that the lever returns to its original, retracted position, and withdraw the Delivery Device from the field. The suture will unwind from cartridge and the suture cap will be retained within the Delivery Device upon withdrawal.



9. Once the Delivery Device head is well away from the tissue insertion point, rotate the wings on the release knob twice to disengage the suture cap from the Delivery Device needle.



10. Remove cartridge from Delivery Device and unwind suture so that cartridge may be set aside until it is time to tie the suture knots. Care should be taken when removing the full suture length from the cartridge as a crescent needle may be attached to the end of the suture. If desired, place additional sutures using the crescent

needle. If reposition of a suture is desired, clip off suture cap and crescent needle and gently remove suture. Do not pull suture cap back through tissue. Suture cap is not intended to be reused or implanted. Clip off suture cap and tie knots. Properly discard crescent needles in “Sharps” containers.

11. To place additional sutures, rotate the release knob twice to return the Delivery Device to actuation mode, rinse Delivery Device head in a sterile saline or antibiotic solution to remove particulates, and repeat steps 1-10, utilizing a new cartridge for each pass.

Product Evaluation

Coloplast requests physicians to notify the company of any complications which may develop with the use of this device, and requests return of used devices or components associated with the complication. For safe handling during shipment and upon receipt, Coloplast requests that devices be decontaminated prior to shipment. This is requested even though Coloplast will autoclave-sterilize any returned opened product. If necessary, Coloplast may analyze the device, and the patient and physician may be asked to allow Coloplast to perform tests that might alter the condition of the device.

Any complications from the use of this device should be brought to the immediate attention of your local sales representative's office. Contact information is located at the front of this booklet or by contacting: Quality Assurance, Product Evaluations Department, Coloplast Corp., 1601 West River Road North, Minneapolis, MN 55411. Toll-free telephone (800) 338-7908 in USA; or outside USA: (612) 337-7800

Return Goods Authorization

Authorization must be received from Coloplast prior to the return of merchandise. Product returned must have all manufacturer's seals intact and be returned within 30 days from date of invoice to be eligible for credit or replacement. Please contact the Coloplast Customer Service Department for details. To obtain a Return Authorization number contact: (800) 258-3476 or outside USA: (612) 337-7800; or fax (866) 216-4161 or outside USA: (612) 337-7803. Returned products may be subject to restocking charges.

Product Order Information

To order, please contact your local sales representative or Coloplast Customer Service Department at Coloplast, 1601 West River Road North, Minneapolis, MN 55411; Toll-free telephone: (800) 258-3476; or outside USA: (612) 337-7800; or fax (866) 216-4161 or outside USA: (612) 337-7803.

References

Literature references are available upon request from your local sales representative or: Coloplast Customer Service, 1601 West River Road North, Minneapolis, MN 55411 USA
Toll-free telephone: (800) 258-3476; or outside USA: (612) 337-7800

Manufacturer:

Coloplast A/S
3050 Denmark

Système de suture Digitex®

À USAGE UNIQUE STRICT

Le contenu est livré stérile et a été stérilisé à l'aide d'oxyde d'éthylène (OE). Ne pas utiliser si le conditionnement stérile est endommagé ou semble endommagé. Ne pas réutiliser, retraiter ni restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peut compromettre l'intégrité du dispositif et/ou provoquer son dysfonctionnement et entraîner ainsi des blessures, une maladie ou le décès du patient. En cas de détérioration, contacter le représentant de Coloplast.

Après utilisation, jeter le produit et l'emballage conformément aux réglementations hospitalières, administratives ou gouvernementales en vigueur.

Description du dispositif

Le système de suture **Digitex** se compose d'un dispositif de suture et d'une cartouche de suture, il est conçu pour permettre au chirurgien de placer plus facilement la suture.

Comme l'ont démontré les données collectées d'une étude sur cadavre, le système **Digitex** peut être utilisé lorsqu'une visualisation directe n'est pas possible (c'est-à-dire que le positionnement est uniquement déterminé par palpation) et/ou lorsque l'emplacement anatomique est difficile d'accès. En outre, la tige du dispositif est équipée d'une partie malléable appelée **Flexishaft**, suffisamment rigide pour être fonctionnelle, mais qui permet de repositionner la tête du dispositif à 15 degrés dans toutes les directions. S'il le désire, l'utilisateur peut régler la position de la tête du dispositif afin de cibler plus précisément l'élément anatomique désiré.

La cartouche de suture **Digitex** est conçue pour une utilisation avec le dispositif de suture **Digitex**. Les cartouches de suture **Digitex** sont disponibles dans différents types et tailles de sutures. Les informations détaillées relatives à chaque configuration de cartouche de suture se trouvent dans l'emballage de la cartouche de suture **Digitex**. Chaque cartouche est préalablement chargée avec des longueurs prédécoupées de suture et des sutures de 0-0 ou 2-0 sont proposées. La suture dispose d'un bouchon spécialement conçu à l'une de ses extrémités et elle est fournie avec ou sans aiguille courbe à l'autre extrémité.

Indications

Le dispositif de suture **Digitex** est un dispositif stérile jetable prévu pour réaliser une suture sur le site opératoire. Le dispositif aide au passage d'une aiguille dans le tissu afin de capturer le fil, à la ligature et à la réalisation du nœud.

Contre-indications

L'utilisation du système **Digitex** est contre-indiquée chez les patients qui ne sont pas candidats à des interventions chirurgicales et dans des applications nécessitant le positionnement d'une suture dans l'os.

La cartouche de suture **Digitex** est contre-indiquée chez les patients avec une hypersensibilité ou des allergies connues à ses composants.

Mises en garde : Système de suture Digitex

- Le système de suture **Digitex** est prévu pour une utilisation exclusive par des médecins avec une formation et une expérience adéquates.
- Il est conseillé au médecin de consulter la documentation médicale relative aux techniques, complications et risques liés aux procédures prévues.

Mises en garde : Cartouche de suture Digitex

- Ne pas restériliser. Jeter les sutures ouvertes non utilisées.
- Comme avec tout corps étranger, un contact prolongé de cette suture ou toute autre suture avec des liquides organiques comme ceux que l'on trouve dans les voies urinaires ou biliaires peut entraîner la formation de calculs.
- Les utilisateurs devraient se familiariser avec les procédures et les techniques chirurgicales de suture avant de les utiliser pour la fermeture de plaies, car le risque de déhiscence de la plaie peut varier en fonction du site opératoire et du matériau de suture utilisé.
- Une pratique chirurgicale acceptable sera suivie en termes de drainage et de fermeture des plaies infectées ou contaminées.

Précautions : Système de suture Digitex

- Comme l'anatomie de chaque patient peut fortement varier, il est important que les emplacements de suture prévus soient planifiés pour chaque procédure et chaque patient. L'utilisation de méthodes d'imagerie peut permettre de confirmer que des structures anatomiques non ciblées ne sont pas blessées par inadvertance.
- Utiliser exclusivement des cartouches de suture **Digitex** avec le dispositif de suture **Digitex** ; le dispositif de suture est conçu pour une utilisation exclusive de la cartouche de suture **Digitex** qui intègre un bouchon de suture spécialement conçu.
- Ne pas activer le dispositif sans la cartouche et sans le bouchon de suture convenablement chargé. Ceci pourrait endommager le mécanisme de fonctionnement permettant d'attraper la suture.
- Après le chargement de la cartouche dans le dispositif, s'assurer que la cartouche est convenablement positionnée sur son pivot et que le bouchon de suture se trouve dans son réceptacle.
- Le système **Digitex** n'est pas conçu pour placer la suture dans l'os ou à travers.
- La tige malléable, **Flexishaft**, du dispositif de suture **Digitex** a été conçue pour fonctionner dans différents angles (+/- 15°), et l'utilisateur devrait prendre connaissance des changements résultant de chaque angle d'attaque de l'aiguille. Remarque : Des changements d'angle subtiles du **Flexishaft** malléable sont prévus. Tout changement supérieur à 15° peut entraîner une usure prématurée de la tige.
- Une fois le positionnement correct confirmé, basculer la tête du dispositif de suture vers le bas, sur le tissu, en appliquant une légère pression du doigt sur la base de la tête du dispositif. Le dispositif doit être fermement maintenu en position afin de diriger l'aiguille dans le tissu et dans le bouchon de suture.
- Le levier du dispositif de suture **Digitex** doit être pressé et entièrement actionné pour placer convenablement l'aiguille dans le bouchon de suture. Une force inadaptée au niveau de l'un des points de fixation pourrait entraîner le défaut de pénétration de l'aiguille dans le bouchon.

- Le SDS **Digitex** n'est pas prévu pour une utilisation en tant que rétracteur, dissecteur, sonde ou tout autre emploi différent de la réalisation d'une suture.

- Une fois que l'aiguille a été actionnée, ne pas pivoter, incliner ni déplacer le dispositif de suture **Digitex** afin de ne pas empêcher la pénétration de l'aiguille dans le bouchon de suture.
- Si le repositionnement d'une suture est désiré, couper le bouchon de suture et l'aiguille, si nécessaire, puis retirer lentement la suture. Jeter les aiguilles usagées dans les conteneurs pour « objets coupants ».

Précautions : Cartouche de suture Digitex

Ne pas endommager cet équipement ou tout autre équipement de suture chirurgicale lors de sa manipulation. Ne pas écraser ni plier l'aiguille avec l'utilisation d'instruments chirurgicaux comme des pinces ou porte-aiguilles.

Une sécurité adéquate du nœud exige la technique chirurgicale usuelle des nœuds plats et carrés conformément aux circonstances chirurgicales et à l'expérience du chirurgien.

Effets indésirables : Système de suture Digitex

Comme pour tout instrument chirurgical, les complications potentielles associées avec l'utilisation du système **Digitex** pour positionner les sutures comprennent :

- Le saignement
- Les hématomes
- Les infections
- Les lésions occasionnées aux vaisseaux, nerfs, organes internes et/ou aux tissus, y compris la perforation et l'occlusion
- Les réactions inflammatoires au matériau de suture ou liées au traumatisme de la suture
- Les réactions inflammatoires aux procédures chirurgicales
- La déhiscence
- L'érosion
- L'extrusion
- Les lésions de la paroi abdominale
- La péritonite

Effets indésirables : Cartouche de suture Digitex

Les effets indésirables associés à l'utilisation de la suture comprennent : les plaies, la déhiscence, la formation de calculs dans les voies urinaires et biliaires lors d'un contact prolongé avec des liquides organiques comme l'urine et la bile, des plaies infectées, une réaction tissulaire inflammatoire aiguë minimale et une irritation locale transitoire.

Conditionnement : Dispositif de suture Digitex


Le dispositif de suture **Digitex** est emballé sur un carton de support en polypropylène dans un sachet à double barrière en Tyvek/PET. Quatre (4) dispositifs de suture **Digitex** emballés sont conditionnés dans une boîte compartimentée. Les dispositifs sont expédiés stériles (stérilisation OE).

Conditionnement : Cartouche de suture Digitex

Les cartouches **SutureSmart** sont fournies stériles dans des longueurs préalablement coupées et enroulées sur une cartouche, avec ou sans aiguille courbe. La suture est fournie dans des dimensions de 0-0 et 2-0 (USP). La cartouche de suture est conditionnée individuellement dans un sachet à simple barrière Tyvek/PET. Douze sachets sont conditionnés dans une boîte compartimentée.

Instructions


- Sélectionner la taille de suture désirée ; les cartouches sont fournies avec des sutures de 0-0 ou 2-0.
- Contrôler le dispositif de suture **Digitex** et la cartouche de suture **Digitex** afin de s'assurer que les composants ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, ne pas utiliser le dispositif et informer le représentant Coloplast.
- La molette du dispositif de suture devrait être en « position neutre » ; les flèches doivent être alignées avec les ailes en position horizontale.
- Préparation de la cartouche de suture : Tenir la cartouche de suture. Le côté transparent est la partie supérieure (le « haut »), le côté gris est la partie inférieure. Placer fermement la cartouche sur le pivot. Dérouler suffisamment de suture pour rentrer le bouchon de suture dans la tête du dispositif. Insérer le bouchon de suture dans la tête du dispositif en s'assurant que le bouchon est convenablement positionné. Enrouler tout excès de suture dans la cartouche en tournant la cartouche.



- Le dispositif de suture est équipé d'une partie malléable qui permet de repositionner la tête du dispositif à 15° dans toutes les directions. Si le repositionnement de la tête est nécessaire pour cibler le repère, tenir le dispositif de suture à chaque extrémité de la section malléable et le cintrer doucement jusqu'à l'obtention de l'angle désiré. La tête du dispositif peut ensuite être positionnée sur le repère anatomique à suturer.




- Une fois le positionnement correct confirmé, basculer la tête du dispositif de suture vers le bas, sur le tissu, en appliquant une légère pression du doigt sur la base de la tête du dispositif. Appuyer doucement sur le levier en maintenant fermement le dispositif de suture en position afin de diriger l'aiguille dans le tissu et dans le bouchon de suture. Ne pas tourner ni pivoter le dispositif de suture pendant son utilisation. Veiller à ne pas appliquer de pression directement sur la courbe distale de la tête pendant l'utilisation.




- Un « clic » tactile doux sera ressenti lorsque l'aiguille est entièrement engagée dans le bouchon de suture. Si aucun clic n'est ressenti, s'assurer que le levier est en bout de course. Un engagement sûr est possible sans « clic » et ceci peut être confirmé par le retrait du dispositif de suture.

- Une fois engagé, s'assurer que le levier revient à sa position originale repliée et retirer le dispositif de suture du site opératoire. La suture se déroulera de la cartouche et le bouchon de suture sera maintenu dans le dispositif de suture lors du retrait.



- Une fois que la tête du dispositif de suture est suffisamment à l'écart du point d'insertion dans le tissu, tourner deux fois les ailes de la molette de libération afin de dégager le bouchon de suture de l'aiguille du dispositif de suture.



- Retirer la cartouche du dispositif de suture et dérouler la suture de manière à pouvoir mettre la cartouche de côté jusqu'à ce qu'il soit temps de réaliser les nœuds de suture. Faire attention lors du retrait de la totalité de la suture de la cartouche, car une aiguille courbe peut être fixée à l'extrémité de la suture. Si nécessaire, placer des sutures additionnelles à l'aide de l'aiguille courbe. Si le repositionnement d'une suture est désiré, couper le bouchon de suture et l'aiguille puis retirer lentement la suture. Ne pas tirer le bouchon de suture dans le tissu. La réutilisation ou l'implantation du bouchon de suture n'est pas prévue. Couper le bouchon de suture et réaliser les nœuds. Jeter les aiguilles courbes dans les conteneurs pour « objets coupants ».

- Afin de réaliser des sutures additionnelles, tourner la molette de libération deux fois pour remettre le dispositif de suture en mode activation, rincer la tête du dispositif de suture à l'aide d'une solution saline ou d'une solution d'antibiotique et recommencer les étapes 1 à 10 avec une nouvelle cartouche pour chaque suture.

Évaluation du produit

Coloplast demande aux médecins d'informer l'entreprise de toute complication qui pourrait découler de l'utilisation de ce dispositif et de renvoyer les dispositifs ou composants utilisés associés avec cette complication. Afin que les manipulations se déroulent en toute sécurité pendant l'expédition et la réception, Coloplast demande que les dispositifs soient décontaminés avant l'expédition. Coloplast fait cette demande bien que tous les produits ouverts retournés soient stérilisés en autoclave. Si nécessaire, Coloplast peut analyser le dispositif et Coloplast pourra inviter le patient et le médecin à autoriser des tests susceptibles de modifier l'état du dispositif.

Toute complication suite à l'utilisation de ce dispositif sera immédiatement portée à l'attention de nos représentants locaux. Les informations de contact figurent au début de cette brochure ou en contactant : Assurance qualité, Service Évaluations Produits, Coloplast Corp., 1601 West River Road North, Minneapolis, MN 55411. Numéro vert (800) 338-7908 aux États-Unis ; ou en dehors des États-Unis : (612) 337-7800

Autorisation de retour de marchandise

Le retour des marchandises se fera après réception de l'autorisation de Coloplast. Les scellés du fabricant sur le produit renvoyé devront être intacts et le produit sera retourné dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation afin de donner droit à un crédit ou un échange. Contacter le service après-vente de Coloplast pour tous détails. Afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour, composer le : (800) 258-3476 ou en dehors des États-Unis : (612) 337-7800 ; ou télécopie (866) 216-4161 ou en dehors des États-Unis : (612) 337-7803. Les produits retournés peuvent faire l'objet de frais de reconstitution des stocks.

Informations de commande du produit

Pour toute commande, contacter le représentant local ou le service après-vente de Coloplast, 1601 West River Road North, Minneapolis, MN 55411 ; Numéro vert : (800) 258-3476; ou en dehors des États-Unis : (612) 337-7800; ou télécopie (866) 216-4161 ou en dehors des États-Unis : (612) 337-7803.

Références

Les références documentaires sont disponibles sur simple demande auprès du représentant local ou : Service après-vente de Coloplast, 1601 West River Road North, Minneapolis, MN 55411 USA Numéro vert : (800) 258-3476; ou en dehors des États-Unis : (612) 337-7800

Fabricant :

Coloplast A/S
3050 Danemark